

## Opti-Free Express 355 ml

Spoločnosť Alcon na slovenský trh prináša univerzálny roztok na kontaktné šošovky Opti-Free Express. Tento roztok pomáha dezinfikovať, uchovávať a zvlhčovať všetky druhy mäkkých kontaktných šošoviek.

[Kúpiť roztok Opti-Free Express 355 ml »](#)

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené

**Cena**  
9,79 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

### Charakteristika roztoku pre šošovky Opti-Free Express

Roztok na kontaktné šošovky Opti-Free Express je roztok, ktorý jednoducho vyčistí vaše mäkké šošovky, bez toho aby ste museli šošovky pretierať medzi prstami. Patrí teda k NO RUB roztokom. Šošovky pri používaní tohto roztoku nemusíte mechanicky čistiť, aby boli dostatočne dezinfikované, napriek tomu však výrobca tento spôsob čistenia odporúča používať. Je tak zaistená 100% istota maximálneho očistenie vašich šošoviek. Pri tomto spôsobe čistenia odstránená podstatná časť depozit (usadenín).

Ak budete roztok používať bez trenia, je potrebné, aby v ňom boli šošovky uložené minimálne 6 hodín.

### Aktívne čistenie

Roztok obsahuje aktívne zložky POLYQUAD a ALDOX, ktoré odstraňujú z vašich šošoviek všetky škodlivé mikroorganizmy. Ďalšie čistiace zložkou je dusičnan sodný, ten pomáha odstrániť z povrchu šošoviek bielkovinová depozitá.

### Maximálna hydratácia šošoviek

Dostatočnú hydratáciu šošoviek zaisťuje zvlhčujúci zložka POLOXAMIN. Tá maximálne hydratuje povrch šošoviek, vďaka tomu je zaistený pocit pohodlia pri nosení šošoviek. Poloxamin dodáva šošovkám schopnosť uzamknúť vlhkosť na povrchu šošoviek, ktorá vydrží až 24 hodín. Používať roztok Opti-Free Express môžete po dobu 6 mesiacov, táto doba sa počíta od prvého otvorenia fľaše.

### Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.